



Note de service
Clients du magasin de chimie D1-1109

12 mars 2012

Transport des produits chimiques dans l'université

Afin d'éviter le déversement de produits chimiques dans les couloirs de l'université, il est impératif de transporter toute bouteille contenant plus d'un litre de liquide dans un contenant secondaire (seau, carton avec insertion ou avec du matériel absorbant compatible):



Il est recommandé d'utiliser un chariot muni de rebords pour le transport de plus d'une bouteille. Si votre chariot ne dispose pas de rebords, placez les bouteilles dans un carton muni d'une insertion ou de matériel absorbant qui empêchera les bouteilles de se cogner.



Numéro de catalogue des items ci-haut:

Sigma-Aldrich Seau + capuchon blanc : #C2062
Support pour bouteille : #Z194441
Chariot 45" x 26" x 33" : #Z208213

Fisher scientifique Seau noir : #03-439
Seau + capuchon blanc : #03-439-29
Chariot 45" x 26" x 33" : #11-926-85

VWR Seau noir : # 56608-980
Seau + capuchon blanc : #56608-864
Support pour bouteille : #56610-100